

Información del producto Navina Insert

Descripción del producto

Tapón anal.

Vida útil y usos

La vida útil de Navina Insert es de 5 años.

Navina Insert es un producto de un solo uso y solo debe utilizarse una vez antes de desecharlo.

Composición del material

Material del inserto: elastómero de silicona, aceite mineral, vaselina.

Material del embalaje principal: PE/Nylon.

Material del embalaje secundario: cartón corrugado.

Uso previsto

El Obturador de Incontinencia Fecal es un obturador anal diseñado para ayudar a pacientes adultos, de 18 años en adelante, y a sus cuidadores en el tratamiento de la incontinencia fecal. El dispositivo está diseñado para ayudar a prevenir la fuga involuntaria de heces a través del canal anal. El dispositivo médico de un solo uso se introduce a través del ano, en el canal anal y el recto. El dispositivo se ajusta y se adapta a la unión anorrectal y al canal anal para controlar la fuga accidental de heces.

Indicaciones de uso

Navina Insert está indicado para el manejo de fugas accidentales de heces (FAH) debidas a incontinencia fecal. El obturador anal está diseñado para la autoinserción, para sellar y ayudar a prevenir la fuga involuntaria de heces desde el recto.

Riesgos

- Posible irritación o malestar leve en el ano o en el canal anal.
- Posible migración o desplazamiento del obturador hacia el canal anal o el recto.
- Expulsión inesperada.

Advertencia, precauciones y contraindicaciones

La pérdida intestinal puede tratarse médicamente. Navina Insert no está previsto para reemplazar las opciones quirúrgicas para tratar la fuga de heces accidental. Consulte a su médico para obtener asesoramiento profesional.

- Navina Insert está contraindicado para su uso en la población pediátrica.
- Este dispositivo no es estéril y es de un solo uso.
- La reutilización del dispositivo podría provocar su rotura.
- No utilizar si el paquete está abierto o dañado.
- No utilizar si tiene alergia a la silicona.
- No utilizar con supositorios.

Suspenda el uso de Navina Insert y consulte a su médico si tiene:

- Heces con sangre o sangrado del recto.
- Hemorroides con sangre.
- Dolor anal/rectal, irritación, espasmos, desgarro o fisura.
- Desplazamiento del obturador de Incontinencia fecal al interior del canal anal o el recto que no haya sido expulsado con la siguiente evacuación intestinal.
- Se ha sometido a una cirugía rectal en las últimas 4 semanas.



Navina Insert

Referencia	Tipo	Especificación
6930400	Navina Insert Estándar	Caja de 30 piezas
6930500	Navina Insert Grande	Caja de 30 piezas
6930600	Navina Insert Paquete de Inicio	Caja de 5 piezas estándar y 5 grandes

Navina™ Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest Stewartville,
MN 55976 USA 507-533-0366
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.es



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20 Braunfels 35619
Germany