

Información del producto Navina Mini

Descripción del producto

Dispositivo de irrigación transanal de bajo volumen (185ml).

Vida útil y usos

Todos los componentes de Navina Mini tienen una vida útil de 2 años.
El cono es un producto de un solo uso y solo debe utilizarse una vez antes de desecharlo. El contenedor de agua y el tubo de extensión opcional se pueden utilizar 60 veces.

Composición del material

Componentes principales del producto: el recipiente de agua, el cono rectal y el tubo de extensión están hechos de elastómero termoplástico (TPE).

Recubrimiento hidrofílico de la superficie del cono: Polivinilpirrolidona (PVP).

Material de embalaje primario: Polietileno (PE).

Material del embalaje secundario: cartón y cartón corrugado.

Los productos Navina Mini no están fabricados con látex, PVC ni ftalatos.

Uso previsto

Navina Mini está diseñado para la irrigación transanal mediante la instilación de un volumen bajo de agua en el recto a través de un cono rectal de un solo uso.

Indicaciones de uso

Navina Mini está indicado para adultos, adolescentes y niños a partir de 3 años que padezcan vaciamiento incompleto y/o incontinencia fecal.

Contraindicaciones

NO utilice Navina Mini si cumple uno o varios de los siguientes requisitos:

- Estenosis anal conocida.
- Enfermedad intestinal inflamatoria activa.
- Diverticulitis aguda y absceso diverticular.
- Cáncer colorrectal.
- Colitis isquémica.
- No han pasado tres meses desde una cirugía anal o colorrectal.

Puesto que la lista puede no ser exhaustiva, los profesionales sanitarios siempre deberán tener en cuenta, además, los factores individuales del usuario.



Navina Mini

Referencia	Tipo	Especificación
6930800	Conjunto de extensión Navina Mini	1 contenedor de agua, 30 conos rectales, 1 tubo de extensión
6930900	Conjunto de repuesto Navina Mini	30 conos rectales

Navina™ Mini

